

Prodotto: **Aiguille hypodermique stérile Usage unique (Blister individuel) PENTALANCE**
 Code Article : Selon Gauge Classe : II a Cladimed: K54AB

Composants	Caractéristiques (Normes de référence)	Matériaux
Aiguille : 30 G 29 G 28G 27G 26G 25G 24G 23G 22G 21G 20G 19G 18G	Canule: Triple biseau avec angle primaire de $11^{\circ} \pm 2^{\circ}$ (ISO 7864) Diametre externe selon standard ISO 9626 Diametre interne selon standard ISO 9626 <u>Longueur standard ISO 7864 :</u> Longueur nominale < 25 mm (tolérance= +1/-2) Longueur nominale de 25 à 39 mm (tolérance= +1,5/-2,5) Longueur nominale 40 mm (tolérance= 0/- 4) Longueur nominale >40 mm (tolérance= +1,5/-2,5) Nettoyage : electro-nettoyage + ultrasons	Acier Inox AISI 304 Resine epoxique Silicone polidimetilsiloxano
	Barillet cône Luer 6% (ISO 594/1) coloration standard ISO 6009 La conicité Luer du barillet permet une parfaite tenue avec les raccords côniques Luer complémentaires et les 2 ailettes de tenue garantissent un enclenchement sûr avec le filet externe des raccords côniques LL	Polypropylène opaque + colorant
	Couvre aiguille	Polypropylene transparent
Confection	Papier : 60 g/m ² Film : épaisseur 80 µm Type d'ouverture/blister: PEEL Mentions: Description produit, N° de Lot, Date de péremption	Papier grade médical Film plastique
Boite	Nbre pièces. x boite: 100 Dimensions ext.(en mm): 115 x 90 x 85mm Etiquette : Description produit, N° de Lot, Date de péremption, Qté, code article	Carton coloré selon code standard ISO 6009
Carton	Nbre de boites x carton: 50 (5000 pièces totales) Dimensions ext. (en mm): 587x 190 x 442 Etiquette: Description produit, Dessin du produit, code/article, N° de Lot, Date de péremption , N° du cycle de stérilisation, Qté	Carton ondulé recouvert havane externe
Stérilisation	Mélange employé: Oxyde d'éthylène 10 % + CO ₂ 90% Capacité Autoclaves: 24 m ³ et 40 m ³ Cycle validé selon Norme EN ISO 11135-1 "Sterilizzazione dei prodotti sanitari - Ossido di etilene - Parte 1: Requisiti per lo sviluppo, la convalida e il controllo sistematico di un processo di sterilizzazione per dispositivi medici" Stérilité du produit: 5 ans si confection intacte DM Fabriqué et stérilisé en ITALIE	

Dispositif DEHP FREE

Conserver le produit hors exposition directe soleil, dans ambiance sèche et propre, hors températures extrêmes et humidité excessive

Distribué par Pentaferte France: 3 rue des entrepreneurs 77270 Villeparisis France tel :+33(0) 1 64 67 08 63

