


Produit: **Seringue stérile 3p usage unique Embout 5 ml LL Latex free**
 REF.: **002022520F Classe II A Cladimed: K54BB03**

Composants	Caractéristiques (Normes de référence)	Matériaux
Piston	Distance ailettes cylindre/ailette : min 12.5 mm (ISO 7886-1)	Polypropylène opaque
Cylindre	Capacité utilisable : min 5.5 ml Cône Luer LOCK (ISO 594/1/2) Intervalle Graduation échelle: 0,2 ml (ISO 7886-1) Numeration échelle: chaque 1 ml (ISO 7886-1) Tolérance sur la capacité débitée au-delà de 2,5 ml: +/- 5% (ISO8537) Lubrification: quantité maximale 0,25 mg/cm ² de superficie interne (ISO 7886-1)	Polypropylène transparent Encre noire Huile de silicone + isoctane (diluant)
Piston	Couleur noire; deux anneaux de rétention	Gomme synthétique dépourvue de toxicité (latex free)
Seringue assemblée	Tenue en compression: min 300 kPa (ISO 786-1) Espace mort: max. 0,07 ml (ISO 7886-1) –retenue piston	
Confection	Papier : 60 g/m ² Film : épaisseur 80 µm Type ouverture /blister: PEEL Mentions: Description produit, N° de Lot, Date de péremption, code article	Papier Grade médical Film plastique
Boite	Nbre pièces. x boite: 100 Dimensions ext.(en mm): 430 x 140 x 85 Etiquette : Description produit, N° de Lot, Date de péremption, Qté, Code/article	Carton ondulé recouvert blanc externe
Carton	Nbre de boîtes x carton: 16(1600 pièces totales) Dimensions ext. (en mm): 580x 370 x 445 Etiquette: Description produit, Dessin du produit, code/article, N° de Lot, Date de péremption , N° du cycle de stérilisation, Qté, code a barre	Carton ondulé recouvert havane externe -20 Cart/Palette: 32.000
Sterilisation	Mélange employé: Oxyde d'éthylène 10 % + CO ₂ 90% Capacité Autoclaves: 24 m ³ et 40 m ³ Cycle validé selon Norme EN ISO 11135-1 "Sterilizzazione dei prodotti sanitari - Ossido di etilene - Parte 1: Requisiti per lo sviluppo, la convalida e il controllo sistematico di un processo di sterilizzazione per dispositivi medici" Stérilité du produit: 5 ans si confection intacte DM Fabriqué et stérilisé en ITALIE	

Dispositif DEHP FREE

Conserver le produit hors exposition directe soleil, dans ambiance sèche et propre, hors températures extrêmes et humidité excessive

Distribué par Pentaferte France: 3 rue des entrepreneurs 77270 Villeparisis France tel :+33(0) 1 64 67 08 63



1

2

3

4

5

ml