


ELEMENTS DU DISPOSITIF		DESCRIPTION
		<p><b>Dispositif non stérile réutilisable à utiliser pour faciliter le remplissage des Réservoirs CRONO CRN® de 50 et 100 ml</b></p>
		<p align="center"><b>FABRICANT</b></p> <p><b>CANÈ S.p.A.</b> via Cuornè 42/a, 10098 Rivoli (Torino) - Italia Tel. 0119574872 - Fax 0119598880 www.canespa.it mailbox@canespa.it</p>
Parte n.	Description	Matériaux
1	Bague	POM (Acétalique)
2	Poignée	POM (Acétalique)
3	Vis engagement joint	POM (Acétalique)

Confection		
Qté	Description	Matériaux
1	Boîte individuelle 60x65x105	Carton
1	Pochette transparente 100 x150	(LDPE) polyéthylène basse densité
1	Etiquette boîte 100x57	Papier
1	Notice usage	Papier

Rédaction	Vérification-Approbation
(UTAQ).....	(DG).....