


NOUVEAU

CRONO S-PID 100 Perfusion sous-cutanée d'immunoglobulines



Confort patient + Avantage économique + Facilité d'utilisation

1^{er} CAS : 51ml ≤ volume à perfuser ≤ 60 ml (volume maximum par site = 20 ml ou 25 ml)

HIER pour vous y conformer, 3 solutions :

- 1 Pompe SPID 50 + 1 Pompe Super Pid 20 + 1 réservoir CRN 50 + 1 réservoir CRN 20+ 1 Néria simple + 1 Néria double-triple
- 3 pompes Super Pid 20 + 3 réservoirs CRN 20 + 3 Néria simple
- 2 pompes SPID 50 + 2 réservoirs CRN 50 + 1 Néria simple + 1 Néria double -triple

AUJOURD'HUI vous utiliserez seulement

1 CRONO S-PID 100 + 1 réservoir CRN 100+ 1 seul Néria triple

2 nd CAS : 61 ml ≤ volume à perfuser ≤ 100 ml (volume maximum par site = 20 ml ou 25 ml)

HIER pour vous y conformer, 2 solutions :

-1 pompe SPID 50 + 2 pompes Super Pid 20 + 1 réservoir CRN 50 + 2 réservoirs CRN 20 + 1 Néria double + 2Néria simple

-2 pompes SPID 50 + 2 réservoirs CRN 50 +2 Néria double


AUJOURD'HUI vous utiliserez seulement :

1 CRONO S-PID 100 + 1 réservoir CRN 100+ 1 seul Néria quadruple



Situation PID 100 avec NERIA Quadruple

FACILITE REMPLISSAGE RESERVOIR 100 ML AVEC CRONOFILL®



Dispositif réutilisable : 1 CRONOFILL® en dotation avec chaque Pompe

Code article	Désignation	Conditionnement
Crono S-PID 100	Crono S-PID 100	Unité
CRN/100	Res.100ml pour pompe ST UU	30 U
72.1060.3738	SET DE PERF. NERIA "MULTI" TUB60CM 3 x AIG 8MM 27G (12x10u)	Boîte de 10u
72.1060.4738	SET DE PERF. NERIA "MULTI" TUB60CM 4 x AIG 8MM 27G (12x10u)	Boîte de 10u
CRONOFILL®	AIDE RESERVOIR 50-100ml	Unité
XM/10	POCHETTE "Sportswear" POMPE 20/30/50 /100 ml	Unité