

Produit : Seringue stérile 3P usage unique 60 ml embout LL Latex free
REF.: 002022970F Classe : II a Cladimed: K54BB03

Composants	Caractéristiques (Normes de référence)	Matériaux
Piston	Distance ailettes cylindre/ailette : min 12.5 mm (ISO 7886-1)	Polypropylène opaque
Cylindre	Capacité utilisable : 66ml Cône Luer Lock 6% (ISO 594/1-2) Intervalle Graduation échelle: 1 ml (ISO 7886-1) Numeration échelle: chaque 10 ml (ISO 7886-1) Double numération (verticale+horizontale) afin de faciliter lecture quand positionnée horizontalement sur PSE Tolérance sur la capacité débitée au-delà de 25/30ml: +/- 4% (ISO7886-1) Lubrification: quantité maximale 0,25 mg/cm ² de superficie interne (ISO 7886-1)	Polypropylène transparent Encre noire Huile de silicone + isoctane (diluant)
Joint	Couleur noire, deux anneaux de tenue	Gomme synthétique dépourvue de toxicité (latex free)
Seringue assemblée	Tenue en compression: min 200 kPa (ISO 786-1) Espace mort: max. 0,20 ml (ISO 7886-1) –retenue piston Compatibilité avec PSE testée en Conformité à la Norme ISO 7886-2	
Confection	Papier : 60 g/m ² Film : épaisseur 110 µm Type ouverture /blister: PEEL Mentions: Description produit, N° de Lot, Date de péremption, code article	Papier Grade médical Film plastique
Boite	Nbre pièces. x boîte: 60 Dimensions ext.(en mm): 385x 235x 190 Etiquette : Description produit, N° de Lot, Date de péremption, Qté, Code/article	Carton ondulé recouvert blanc externe
Cartton	Nbre de boites x carton: 4 (240 pièces totales) Dimensions ext. (en mm): 395x395 x 490 Etiquette: Description produit, Dessin du produit, code/article, N° de Lot, Date de péremption , N° du cycle de stérilisation, Qté, code a barre	Carton ondulé recouvert havane externe -30 Cart/Palette: 7.200
Sterilisation	Mélange employé: Oxyde d'éthylène 10 % + CO ₂ 90% Capacité Autoclaves: 24 m ³ et 40 m ³ Cycle validé selon Norme EN ISO 11135-1 "Sterilizzazione dei prodotti sanitari - Ossido di etilene - Parte 1: Requisiti per lo sviluppo, la convalida e il controllo sistematico di un processo di sterilizzazione per dispositivi medici" Stérilité du produit: 5 ans si confection intacte DM Fabriqué et stérilisé en ITALIE	

Dispositif DEHP FREE

Conserver le produit hors exposition directe soleil, dans ambiance sèche et propre, hors températures extrêmes et humidité excessive

Distribué par Pentaferte France: 3 rue des entrepreneurs 77270 Villeparisis France tel :+33(0) 1 64 67 08 63

